

ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

03603539, 05217610

Sterile, single-use lancing device

Sterile Einmalstechhilfe

Autopiqueur stérile à usage unique

(EN) Sterile, single-use lancing device for obtaining capillary blood from the fingertip or, if the patient is a child under 1 year, from the heel.

Components of the single-use lancing device (see illustration ①)

- ① Description
- ② Release button
- ③ Housing
- ④ Penetration depth adjuster
- ⑤ Sterility cap of the needle
- ⑥ Penetration depth indicator
- ⑦ Low penetration depth (approx. 1.3 mm)
- ⑧ Medium penetration depth (approx. 1.8 mm, pre-set)
- ⑨ High penetration depth (approx. 2.3 mm)

Preparing to obtain blood

② Children younger than 1 year

With children younger than 1 year of age, the capillary blood must be obtained from the heel. Obtaining blood must occur from the lateral areas of the sole (see black areas in illustration ④).

The puncture must occur vertically to the sole (see arrows in the enlargement). While obtaining blood, the child should be held with its foot vertically facing the floor. A site which has already been punctured must not be punctured a second time.

To improve blood flow at the heel before obtaining blood, you can carefully warm the heel, for example by wrapping it in a warm, moist cloth of a maximum 42 °C.

The heel must be disinfected and then dried completely.

▲ To obtain capillary blood from the heel of children under 1 year, use only the low or medium penetration depth. If the high penetration depth is used, the calcaneus (heel bone) is at risk of being injured.

③ Children as of 1 year and adults

We recommend obtaining capillary blood from the side of the fingertips, as these sites register the least amount of pain (see black areas in illustration ③). Any finger can be used for the puncture.

The patient's hands should be washed with warm water and soap, and then dried thoroughly. This ensures that the puncture site is clean and increases blood flow. If you are using alcohol wipes, the finger must also be completely dry.

Obtaining blood

④ Removing the sterility cap

► Twist the sterility cap and remove it.

- Do not use the single-use lancing device if the sterility cap has been previously removed.
- In extreme cases, the needle can stick out of the housing so that injury cannot be completely excluded. Discard the defective single-use lancing device in accordance with your facility's disposal regulations.

⑤ Setting the penetration depth

► Turn the penetration depth adjuster to the desired penetration depth.

► Do not set the penetration depth before removing the sterility cap.

► To obtain capillary blood from the heel of children under 1 year, use only the low or medium penetration depth. If the high penetration depth is used, the calcaneus (heel bone) is at risk of being injured.

⑥ Obtaining blood

- Hold the single-use lancing device between the index finger, middle finger and thumb.
- Press the single-use lancing device firmly against the chosen puncture site.
- Using your thumb, press the release button down completely.
- Gently massage the finger towards the fingertip or exert slight pressure on the heel to encourage a blood drop to form.
- For some diagnostic tests, the fingertip/heel must not be vigorously massaged or compressed, as doing so may produce incorrect test results.
- Always discard used single-use lancing devices in accordance with your facility's disposal regulations.

Last update

2019-04

Accu-Chek Customer Care

United Kingdom

Roche Diabetes Care Limited
Charles House, Burgess Hill
West Sussex, RH15 9RY, United Kingdom
Accu-Chek Customer Careline ①
UK Freephone number: 0800 701 000
ROI Freephone number: 1 800 709 600
① calls may be recorded for training purposes
www.accu-check.co.uk
www.accu-check.ie

Malta

Vivian Corporation
Sanitas Building
Tower Street, Msida MSD1824, Malta
Freephone: 80073102

⑩ Sterile Einmalstechhilfe für die Entnahme von Kapillarblut aus der Fingerbeere oder, bei Kindern unter 1 Jahr, aus der Ferse.

Bestandteile der Einmalstechhilfe (siehe Abb. ①)

① Beschreibung

- ① Auslöseknopf
- ② Gehäuse
- ③ Einsteller für Stechtiefe
- ④ Sterilkappe der Nadel
- ⑤ Stechtiefeanzeige
- ⑥ Niedrige Stechtiefe (ca. 1,3 mm)
- ⑦ Mittlere Stechtiefe (ca. 1,8 mm, Voreinstellung)
- ⑧ Hohe Stechtiefe (ca. 2,3 mm)

Blutentnahme vorbereiten

② Kinder jünger als 1 Jahr

Bei Kindern, die jünger als 1 Jahr sind, muss das Kapillarblut aus der Ferse entnommen werden. Es darf nur aus den seitlichen Bereichen der Fußsohle entnommen werden (siehe schwarze Flächen in Abb. ④).

Es darf nur senkrecht zur Fußsohle gestochen werden (siehe Pfeil in der Vergrößerung). Das Kind sollte bei der Blutentnahme so gehalten werden, dass der Fuß senkrecht nach unten hängt. Eine bereits punktierte Stelle darf nicht noch einmal punktiert werden.

Um die Durchblutung der Ferse zu verbessern, können Sie dies vor der Blutentnahme vorsichtig anwärmen und sie dazu z. B. in ein warmes, feuchtes Tuch von maximal 42 °C wickeln. Die Ferse muss desinfiziert werden und danach vollständig abtrocknen.

Für die Entnahme von Kapillarblut aus der Ferse bei Kindern unter 1 Jahr dürfen Sie nur die niedrige oder mittlere Stechtiefe einstellen. Bei Verwendung der hohen Stechtiefe besteht die Gefahr, dass das Calcaneus (Fersenbein) verletzt wird.

③ Kinder ab 1 Jahr und Erwachsene

Wir empfehlen, das Kapillarblut an den Seiten der Fingerbeeren zu entnehmen, da das Schmerzempfinden an diesen Stellen am geringsten ist (siehe schwarze Flächen in Abb. ③). Jeder Finger ist für die Punktation geeignet.

Die Hände des Patienten sollten mit warmem Wasser und Seife gewaschen und dann gut abgetrocknet werden. Dadurch wird eine Verschmutzung der Einstichstelle vermieden und die Durchblutung gefördert. Falls Sie Alkoholputzer verwenden, muss die Finger ebenfalls vollständig abtrocknen.

④ Blutentnahme

⑤ Kinder jünger als 1 Jahr

Bei Kindern, die jünger als 1 Jahr sind, muss das Kapillarblut aus der Ferse entnommen werden. Es darf nur aus den seitlichen Bereichen der Fußsohle entnommen werden (siehe schwarze Flächen in Abb. ④).

Es darf nur senkrecht zur Fußsohle gestochen werden (siehe Pfeil in der Vergrößerung). Das Kind sollte bei der Blutentnahme so gehalten werden, dass der Fuß senkrecht nach unten hängt. Eine bereits punktierte Stelle darf nicht noch einmal punktiert werden.

Um die Durchblutung der Ferse zu verbessern, können Sie dies vor der Blutentnahme vorsichtig anwärmen und sie dazu z. B. in ein warmes, feuchtes Tuch von maximal 42 °C wickeln. Die Ferse muss desinfiziert werden und danach vollständig abtrocknen.

Für die Entnahme von Kapillarblut aus der Ferse bei Kindern unter 1 Jahr dürfen Sie nur die niedrige oder mittlere Stechtiefe einstellen. Bei Verwendung der hohen Stechtiefe besteht die Gefahr, dass das Calcaneus (Fersenbein) verletzt wird.

⑥ Kinder ab 1 Jahr und Erwachsene

Wir empfehlen, das Kapillarblut an den Seiten der Fingerbeeren zu entnehmen, da das Schmerzempfinden an diesen Stellen am geringsten ist (siehe schwarze Flächen in Abb. ③). Jeder Finger ist für die Punktation geeignet.

Die Hände des Patienten sollten mit warmem Wasser und Seife gewaschen und dann gut abgetrocknet werden. Dadurch wird eine Verschmutzung der Einstichstelle vermieden und die Durchblutung gefördert. Falls Sie Alkoholputzer verwenden, muss die Finger ebenfalls vollständig abtrocknen.

⑦ Blutentnahmehilfe

⑧ Kinder jünger als 1 Jahr

Bei Kindern, die jünger als 1 Jahr sind, muss das Kapillarblut aus der Ferse entnommen werden. Es darf nur aus den seitlichen Bereichen der Fußsohle entnommen werden (siehe schwarze Flächen in Abb. ④).

Es darf nur senkrecht zur Fußsohle gestochen werden (siehe Pfeil in der Vergrößerung). Das Kind sollte bei der Blutentnahme so gehalten werden, dass der Fuß senkrecht nach unten hängt. Eine bereits punktierte Stelle darf nicht noch einmal punktiert werden.

Um die Durchblutung der Ferse zu verbessern, können Sie dies vor der Blutentnahme vorsichtig anwärmen und sie dazu z. B. in ein warmes, feuchtes Tuch von maximal 42 °C wickeln. Die Ferse muss desinfiziert werden und danach vollständig abtrocknen.

Für die Entnahme von Kapillarblut aus der Ferse bei Kindern unter 1 Jahr dürfen Sie nur die niedrige oder mittlere Stechtiefe einstellen. Bei Verwendung der hohen Stechtiefe besteht die Gefahr, dass das Calcaneus (Fersenbein) verletzt wird.

⑨ Kinder ab 1 Jahr und Erwachsene

Wir empfehlen, das Kapillarblut an den Seiten der Fingerbeeren zu entnehmen, da das Schmerzempfinden an diesen Stellen am geringsten ist (siehe schwarze Flächen in Abb. ③). Jeder Finger ist für die Punktation geeignet.

Die Hände des Patienten sollten mit warmem Wasser und Seife gewaschen und dann gut abgetrocknet werden. Dadurch wird eine Verschmutzung der Einstichstelle vermieden und die Durchblutung gefördert. Falls Sie Alkoholputzer verwenden, muss die Finger ebenfalls vollständig abtrocknen.

⑩ Blutentnahmehilfe

⑪ Kinder jünger als 1 Jahr

Bei Kindern, die jünger als 1 Jahr sind, muss das Kapillarblut aus der Ferse entnommen werden. Es darf nur aus den seitlichen Bereichen der Fußsohle entnommen werden (siehe schwarze Flächen in Abb. ④).

Es darf nur senkrecht zur Fußsohle gestochen werden (siehe Pfeil in der Vergrößerung). Das Kind sollte bei der Blutentnahme so gehalten werden, dass der Fuß senkrecht nach unten hängt. Eine bereits punktierte Stelle darf nicht noch einmal punktiert werden.

Um die Durchblutung der Ferse zu verbessern, können Sie dies vor der Blutentnahme vorsichtig anwärmen und sie dazu z. B. in ein warmes, feuchtes Tuch von maximal 42 °C wickeln. Die Ferse muss desinfiziert werden und danach vollständig abtrocknen.

Für die Entnahme von Kapillarblut aus der Ferse bei Kindern unter 1 Jahr dürfen Sie nur die niedrige oder mittlere Stechtiefe einstellen. Bei Verwendung der hohen Stechtiefe besteht die Gefahr, dass das Calcaneus (Fersenbein) verletzt wird.

⑫ Kinder ab 1 Jahr und Erwachsene

Wir empfehlen, das Kapillarblut an den Seiten der Fingerbeeren zu entnehmen, da das Schmerzempfinden an diesen Stellen am geringsten ist (siehe schwarze Flächen in Abb. ③). Jeder Finger ist für die Punktation geeignet.

Die Hände des Patienten sollten mit warmem Wasser und Seife gewaschen und dann gut abgetrocknet werden. Dadurch wird eine Verschmutzung der Einstichstelle vermieden und die Durchblutung gefördert. Falls Sie Alkoholputzer verwenden, muss die Finger ebenfalls vollständig abtrocknen.

⑬ Blutentnahmehilfe

⑭ Kinder jünger als 1 Jahr

Bei Kindern, die jünger als 1 Jahr sind, muss das Kapillarblut aus der Ferse entnommen werden. Es darf nur aus den seitlichen Bereichen der Fußsohle entnommen werden (siehe schwarze Flächen in Abb. ④).

Es darf nur senkrecht zur Fußsohle gestochen werden (siehe Pfeil in der Vergrößerung). Das Kind sollte bei der Blutentnahme so gehalten werden, dass der Fuß senkrecht nach unten hängt. Eine bereits punktierte Stelle darf nicht noch einmal punktiert werden.

Um die Durchblutung der Ferse zu verbessern, können Sie dies vor der Blutentnahme vorsichtig anwärmen und sie dazu z. B. in ein warmes, feuchtes Tuch von maximal 42 °C wickeln. Die Ferse muss desinfiziert werden und danach vollständig abtrocknen.

Für die Entnahme von Kapillarblut aus der Ferse bei Kindern unter 1 Jahr dürfen Sie nur die niedrige oder mittlere Stechtiefe einstellen. Bei Verwendung der hohen Stechtiefe besteht die Gefahr, dass das Calcaneus (Fersenbein) verletzt wird.

⑮ Kinder ab 1 Jahr und Erwachsene

Wir empfehlen, das Kapillarblut an den Seiten der Fingerbeeren zu entnehmen, da das Schmerzempfinden an diesen Stellen am geringsten ist (siehe schwarze Flächen in Abb. ③). Jeder Finger ist für die Punktation geeignet.

Die Hände des Patienten sollten mit warmem Wasser und Seife gewaschen und dann gut abgetrocknet werden. Dadurch wird eine Verschmutzung der Einstichstelle vermieden und die Durchblutung gefördert. Falls Sie Alkoholputzer verwenden, muss die Finger ebenfalls vollständig abtrocknen.

⑯ Blutentnahmehilfe

⑰ Kinder jünger als 1 Jahr

Bei Kindern, die jünger als 1 Jahr sind, muss das Kapillarblut aus der Ferse entnommen werden. Es darf nur aus den seitlichen Bereichen der Fußsohle entnommen werden (siehe schwarze Flächen in Abb. ④).

Es darf nur senkrecht zur Fußsohle gestochen werden (siehe Pfeil in der Vergrößerung). Das Kind sollte bei der Blutentnahme so gehalten werden, dass der Fuß senkrecht nach unten hängt. Eine bereits punktierte Stelle darf nicht noch einmal punktiert werden.

Um die Durchblutung der Ferse zu verbessern, können Sie dies vor der Blutentnahme vorsichtig anwärmen und sie dazu z. B. in ein warmes, feuchtes Tuch von maximal 42 °C wickeln. Die Ferse muss desinfiziert werden und danach vollständig abtrocknen.

Für die Entnahme von Kapillarblut aus der Ferse bei Kindern unter 1 Jahr dürfen Sie nur die niedrige oder mittlere Stechtiefe einstellen. Bei Verwendung der hohen Stechtiefe besteht die Gefahr, dass das Calcaneus (Fersenbein) verletzt wird.

⑱ Kinder ab 1 Jahr und Erwachsene

Wir empfehlen, das Kapillarblut an den Seiten der Fingerbeeren zu entnehmen, da das Schmerzempfinden an diesen Stellen am geringsten ist (siehe schwarze Flächen in Abb. ③). Jeder Finger ist für die Punktation geeignet.

Die Hände des Patienten sollten mit warmem Wasser und Seife gewaschen und dann gut abgetrocknet werden. Dadurch wird eine Verschmutzung der Einstichstelle vermieden und die Durchblutung gefördert. Falls Sie Alkoholputzer verwenden, muss die Finger ebenfalls vollständig abtrocknen.

⑲ Blutentnahmehilfe

⑳ Kinder jünger als 1 Jahr

Bei Kindern, die jünger als 1 Jahr sind, muss das Kapillarblut aus der Ferse entnommen werden. Es darf nur aus den seitlichen Bereichen der Fußsohle entnommen werden (siehe schwarze Flächen in Abb. ④).

Es darf nur senkrecht zur Fußsohle gestochen werden (siehe Pfeil in der Vergrößerung). Das Kind sollte bei der Blutentnahme so gehalten werden, dass der Fuß senkrecht nach unten hängt. Eine bereits punktierte Stelle darf nicht noch einmal punktiert werden.

Um die Durchblutung der Ferse zu verbessern, können Sie dies vor der Blutentnahme vorsichtig anwärmen und sie dazu z. B. in ein warmes, feuchtes Tuch von maximal 42 °C wickeln. Die Ferse muss desinfiziert werden und danach vollständig abtrocknen.

Für die Entnahme von Kapillarblut aus der Ferse bei Kindern unter 1 Jahr dürfen Sie nur die niedrige oder mittlere Stechtiefe einstellen. Bei Verwendung der hohen Stechtiefe besteht die Gefahr, dass das Calcaneus (Fersen

ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

03603539, 05217610

Steriel priksysteem voor eenmalig gebruik

Steril engangsfingerpricker

Steril kapillærprøvetaker for engangsbruk

NL Steriel priksysteem voor eenmalig gebruik voor het afnemen van capillaair bloed van een vingertop of, bij kinderen jonger dan 1 jaar, van een hiel.

Onderdelen van het priksysteem voor eenmalig gebruik (zie afbeelding ①)

- ① Beschrijving
- ② Prikknop
- ③ Behuizing
- ④ Instelling voor de prikdiepte
- ⑤ Steriliteitkapje van de naald
- ⑥ Weergave van de prikdiepte
- ⑦ Geringe prikdiepte (ca. 1,3 mm)
- ⑧ Gemiddelde prikdiepte (ca. 1,8 mm, voorinstelling)
- ⑨ Grootste prikdiepte (ca. 2,3 mm)

Voorbereiden van de bloedafname

2 Kinderen jonger dan 1 jaar

Bij kinderen jonger dan 1 jaar moet capillaair bloed van de hiel worden afgenomen. Hierbij dient het bloed uitsluitend van de zijkanten van de voetvoet (zie de zwarte vlekken in afbeelding ⑩) te worden afgenomen.

Dit puntje dient verticaal in de voetvoet te worden verricht (zie de pijl in de vergroting). Tijdens de bloedafname dient het kind met de voet verticaal naar beneden te worden gehouden. Op een plaats waar reeds een puntje is uitgevoerd, mag niet nogmaals een puntje worden verricht.

Om de doorbloeding van de hiel te bevorderen, kunt u deze voor de bloedafname voorzichtig verwarmen, bijvoorbeeld door de hiel in een warme, vochtige doek van maximaal 42°C te wikkelen.

De hiel moet worden gedesinfecteerd en vervolgens goed worden gedroogd.

■ Voor het afnemen van capillaair bloed van de hiel van kinderen jonger dan 1 jaar dient uitsluitend de geringe- of de gemiddelde prikdiepte te worden ingesteld. Als de hoogste instelling van de prikdiepte wordt gebruikt, bestaat het gevaar van verwonding van het hielbeen (calcaneus).

3 Kinderen vanaf 1 jaar een volwassenen

Wij bevelen aan om het capillaair bloed van de zijkant van de vingertoppen af te nemen, omdat de prijknoop op deze plaatsen het kleinste is (zie de zwarte vlekken in afbeelding ⑪). Voor het uitvoeren van een vingerprijs is iedere vinger geschikt.

De handen van de patiënt dienen met warm water een zeep te worden gewassen en vervolgens goed te worden afgedroogd. Hierdoor wordt verveling van de prikplaats vermeden en de doorbloeding gestimuleerd. Als u doekjes met alcohol gebruikt, moet de vinger eveneens goed droog zijn, voordat u verdergaat.

4 Afnemen van bloed

4.1 Verwijderen van het steriliteitkapje

Draai het steriliteitkapje los en trek het vervolgens van de naald.

■ Gebruik het priksysteem voor eenmalig gebruik niet, als het steriliteitkapje al verwijderd is.

• In het uiterste geval kan de naald zelfs uit de behuizing raken, waardoor het gevaar van verwonding niet geheel kan worden uitgesloten. Gooi het defecte priksysteem voor eenmalig gebruik altijd weg conform de binnenvan uw instituut of instelling geldende voorschriften.

5 Instellen van de prikdiepte

- Draai aan de instelling voor de prikdiepte om de gewenste prikdiepte in te stellen.
- △ • Verwijder het sterile hætte, voordat u de prikdiepte instelt.
- • Voor het afnemen van capillaair bloed van de hiel van kinderen jonger dan 1 jaar dient uitsluitend de geringe- of de gemiddelde prikdiepte te worden ingesteld. Als de hoogste instelling van de prikdiepte wordt gebruikt, bestaat het gevaar van verwonding van het hielbeen (calcaneus).

6 Afnemen van bloed

- Houd het priksysteem voor eenmalig gebruik vast tussen wijsvinger, middelvinger en duim.
- Plaats het priksysteem voor eenmalig gebruik op de gewenste prikplaats en druk dit goed aan.
- Druk de prikknop met de duim volledig in.
- Stimuleer de vorming van een bloeddruppel door de vinger met lichte druk in de richting van de vingerpit te masseren of door lichte druk op de hiel uit te oefenen.
- • Bij sommige diagnostische testen moet de vingerpit niet stevig worden gemaarscherd of mag er geen druk op de vingerpit/hiel uit worden geoeefend, omdat dit tot onjuiste meetwaarden kan leiden.
- • Gooi de gebruikte priksystemen voor eenmalig gebruik altijd weg conform de binnenvan uw instituut of instelling geldende voorschriften.

7 Datum van uitgifte

2019-04

8 Customer Service

Nederland

Tel. 0800-022 05 85 (Accu-Chek Diabetes Service)

www.accu-check.nl

België

Tel. 0800-93626 (Accu-Chek Service)

www.accu-check.be

9 Blodprovetagning

1 Fjern den sterile hætte

- Drej den sterile hætte, og fjern den.
- △ • Hvis den sterile hætte allerede er taget af, må engangsfingerprickeren ikke anvendes.
- • I et ekstremt tilfælde kan lancetten rage ud ad hylsteret, så man ikke hælt kan udelukke personskade. Bortskaf den defekte engangsfingerpricker i henhold til institutionens gældende procedurer herfor.

2 Indstilling af indstiksdybden

- Drej indstiller til indstiksdybden hen på den ønskede indstiksdybde.
- △ • Indstil ikke indstiksdybden, før den sterile hætte er blevet fjernet.
- • Til udtagning af kapillærblod i hælen på et barn under 1 år må der kun **indstilles lille eller middel indstiksdybde**. Indstilles den store indstiksdybde, kan knogler i hælen blive beskadiget.

3 Blodprovetagning

- Hold engangsfingerprickeren mellem pegefingern, lange- mand og tommelfingern.
- Pres engangsfingerprickeren mod det ønskede indstikssted.
- Tryk udleserknappen helt ned med tommelfingern.
- Masser forsigtig fingeren i retning af fingerspidsen, eller tryk let på hælen, for at få en bloddråbe frem.

4 Stille inn stikkedybde

- Vri stikkedybdenstilleren til ønsket stikkedybde.
- △ • Ikke still inn stikkedybden for du har tatt av den sterile hætten.
- • Hvis det skal tas kapillærblod fra hælen til barn under 1 år, må det kun brukes liten eller middels stikkedybde. Hvis det brukes stor stikkedybde, kan calcaneus (hælbenet) bli skadet.

5 Blodprovetagning

- Hold kapillærprøvetakeren for engangsbruk mellom pegefingern, langfinger og tommel.
- Trykk kapillærprøvetakeren for engangsbruk fast inn mot det valgte målestokkene.
- Masser fingeren forsiktig nedennfra og mot tuppen, eller trykk forsiktig på hælen, slik at det kommer fram en bloddråpe.

6 Stikkedybde

- Ved nogen diagnostiske prøver skal ikke fingeruppen/hælen masseres eller klemmes på kraftig, da det kan gi felaktige måleresultater.
- Brugte engangsfingerprickerne skal altid bortskaffes i henhold til institutionens gældende procedurer herfor.

7 Sist oppdatert

2019-04

8 Kundeservice

Danmark

Accu-Chek Kundeservice:

Tlf. 36 39 99 54

www.accu-check.dk

9 Kundestotte

Norge

Accu-Chek Kundesenter: 815 00 510

www.accu-check.no

stimulerer blodtifforselen. Hvis du bruker alkoholservietter, må fingeren tørke helt.

10 Blodprovetakning

1 Ta den sterile hætten

- Vri den sterile hætten og ta den av.

△ • Ikke bruk kapillærprøvetakeren for engangsbruk hvis den sterile hætten har vært tatt av tidligere.

- • I et ekstremt tilfælde kan nålen stikke ut av hylsen, slik at personskader ikke kan udelukkes helt. Kast den defekte kapillærprøvetakeren for engangsbruk i henhold til institutionens gældende avhendningsrutiner.

2 Stille inn stikkedybde

- Vri stikkedybdenstilleren til ønsket stikkedybde.

△ • Ikke still inn stikkedybden for du har tatt av den sterile hætten.

- • Hvis det skal tas kapillærblod fra hælen til barn under 1 år, må det kun brukes liten eller middels stikkedybde. Hvis det brukes stor stikkedybde, kan calcaneus (hælbenet) bli skadet.

3 Blodprovetakning

- Hold engangsfingerprickeren mellom pegefingern, lange- mand og tommelfingern.

► Pres engangsfingerprickeren mot det ønskede indstiksstedet.

► Tryk udleserknappen helt ned med tommelfingern.

■ Masser fingeren forsiktig nedennfra og mot tuppen, eller trykk forsiktig på hælen, slik at det kommer fram en bloddråpe.

4 Stikkedybde

- Ved nogen diagnostiske prøver skal ikke fingeruppen/hælen masseres eller klemmes på kraftig, da det kan gi felaktige måleresultater.

■ Brugte engangsfingerprickerne skal altid bortskaffes i henhold til institutionens gældende procedurer herfor.

5 Sist oppdatert

2019-04

6 Kundestotte

Norge

Accu-Chek Kundesenter: 815 00 510

www.accu-check.no

Raadpleg de gebruiksaanwijzing / Se brugsanvisningen / Se bruksanvisningen

Waarschuwing, raadpleg de veiligheidsaanwijzing in de gebruiksaanwijzing van het product. / Forsigtig, las sikkerhetsinstructieerna i brugsanvisningen, der følger med dette produkt. / Forsiktig, les sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen som følger med dette produktet.

Voor eenmalig gebruik / Må kun anvendes én gang / Kun til engangsbruk

Houdbaar tot / Holdbar til / Utloepsdato

Gesteriliseerd d.m.v. bestraling / Sterilisert med stråling

Fabrikant / Producent / Produsent

Artikelnummer / Katalognummer

Lotnummer / Batchkode / Lotnummer

Global Trade Item Number / Artikelnrumer for global handel

Dit product voldoet aan de Europese richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen. / Dette produkt overholder kravene i det europeiske direktivet 93/42/EØF om medicinske anordninger. / Dette produktet oppfyller kravene i det europeiske direktivet 93/42/EØF om medisinsk utstyr.

CE

ACCU-CHEK and SAFE-T-PRO are trademarks of Roche.

© 2019 Roche Diabetes Care







Roche Diabetes Care GmbH

Sandhofer Strasse 116

68305 Mannheim, Germany

www.accu-check.com

Roche



CE 0123

ACCU-CHEK and SAFE-T-PRO are trademarks of Roche.

© 2019 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH

Sandhofer Strasse 116

68305 Mannheim, Germany

www.accu-check.com

Roche

Steriel priksysteem voor eenmalig gebruik

Steril engangsfingerpricker

Steril kapillærprøvetaker for engangsbruk

NL Steriel priksysteem voor eenmalig gebruik voor het afnemen van capillaair bloed van een vingertop of, bij kinderen jonger dan 1 jaar, van een hiel.